



NOVOLAB nv

Diebeke 7 | t 0032(0)54 42.15.80
Industriezone | f 0032(0)54 42.17.25
9500 Geraardsbergen | e info@novolab.be
Belgium | w www.novolab.be

CALIBRATION, REPAIR AND ASSET MANAGEMENT SERVICES

Calibratie van pipetten is een belangrijk item geworden. Dit is vaak een tijdrovende job en complexe taak voor uw labmedewerkers of onderhoudstechniekers. Daarnaast zijn calibratie-instrumenten o.a. een goede balans, ijkgewichten en software vaak dure aankopen die bovendien op regelmatige basis moeten gecontroleerd of geijkt worden.

Met Novolab heeft u de mogelijkheid om het onderhouden, calibreren en repareren van uw pipetten uit te besteden aan specialisten, ongeacht het merk, type of volume van uw pipet. De calibratiespecialisten onderhouden, calibreren en repareren uw pipetten on-site in uw labo of in een speciaal ingerichte pipetworkshop.

Men beschikt er over zeer krachtige software om de opvolging van uw pipetten nauwkeurig bij te houden. Ook zorgt men voor de nodige testcertificaten en calibratierapporten per gecalibreerde pipet. Door middel van de geleverde volumes geeft het rapport een evaluatiestaat die de accuraatheid en precisie uitdrukt. De pipet wordt daarna vrijgegeven door middel van een calibratiesticker.

Contactgegevens:

NOVOLAB NV
Diebeke 7
9500 Geraardsbergen

T 054 42 15 80
F 054 42 17 25
E info@novolab.be
W www.novolab.be





CALIBRATIE EN BIJREGELEN VAN DE PIPET

- Geen extra investeringen in apparatuur (balans) en software (calibratie)
- Calibratie van alle pipetten en dispensers, ongeacht het merk, type of volume
- Gestandaardiseerde of custom-made calibraties
- Calibratiecertificaat conform aan ISO-8655 norm per gecalibreerde pipet

1 KANAALS PIPETTEN EN DISPENSERS

CAT. NR.	OMSCHRIJVING
CAL-SCF-51	PERFORMANCE CHECK Calibratie 5 metingen op 1 volume <i>50% van het nominaal volume</i>
CAL-SCV-52	BASIC CALIBRATION Calibratie 5 metingen op 2 volumes <i>10% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-SCV-53	Calibratie 5 metingen op 3 volumes <i>10%, 50% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-SCF-101	ADVANCED CALIBRATION Calibratie 10 metingen op 1 volume <i>50% van het nominaal volume</i>
CAL-SCV-102	Calibratie 10 metingen op 2 volumes <i>10% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-SCV-43	ISO-8655 QUICK CHECK Calibratie 4 metingen bij 3 volumes <i>10%, 50% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-SCV-103	ISO-8655 FULL CALIBRATION Calibratie 10 metingen bij 3 volumes <i>10%, 50% en 100% van het nominaal volume</i>

Prijzen op aanvraag



8 KANAALS PIPETTEN

CAT. NR.	OMSCHRIJVING
CAL-MC8-52	BASIC CALIBRATION Calibratie 5 metingen op 2 volumes, alle kanalen calibreren <i>10% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-MC8-53	Calibratie 5 metingen op 3 volumes, alle kanalen calibreren <i>10%, 50% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-MC8-102	ADVANCED CALIBRATION Calibratie 10 metingen op 2 volumes, alle kanalen calibreren <i>10% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-MC8-1033	Calibratie 10 metingen bij 3 volumes, 3 kanalen calibreren <i>10%, 50% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-MC8-43	ISO-8655 QUICK CHECK Calibratie 4 metingen bij 3 volumes, alle kanalen calibreren <i>10%, 50% en 100% van het nominaal volume</i>
CAL-MC8-103	ISO-8655 FULL CALIBRATION Calibratie 10 metingen bij 3 volumes, alle kanalen calibreren <i>10%, 50% en 100% van het nominaal volume</i>

Prijzen op aanvraag



12 KANAALS PIPETTEN

CAT. NR.	OMSCHRIJVING
	BASIC CALIBRATION
CAL-MC12-52	Calibratie 5 metingen op 2 volumes, alle kanalen calibreren 10% en 100% van het nominaal volume
CAL-MC12-53	Calibratie 5 metingen op 3 volumes, alle kanalen calibreren 10%, 50% en 100% van het nominaal volume
	ADVANCED CALIBRATION
CAL-MC12-102	Calibratie 10 metingen op 2 volumes, alle kanalen calibreren 10% en 100% van het nominaal volume
CAL-MC12-1033	Calibratie 10 metingen bij 3 volumes, 3 kanalen calibreren 10%, 50% en 100% van het nominaal volume
	ISO-8655 QUICK CHECK
CAL-MC12-43	Calibratie 4 metingen bij 3 volumes, alle kanalen calibreren 10%, 50% en 100% van het nominaal volume
	ISO-8655 FULL CALIBRATION
CAL-MC12-103	Calibratie 10 metingen bij 3 volumes, alle kanalen calibreren 10%, 50% en 100% van het nominaal volume

Prijzen op aanvraag



PREVENTIEF ONDERHOUD, ASSEMBLAGE EN TECHNISCHE CONFORMITEIT

Jaarlijks preventief onderhoud verhoogt de levensduur van de pipet en minimaliseert het voorkomen van lekken of andere pipetstoringen.

Het gedeelte tip-cone, tip-cone houder, zuiger en tip-ejector wordt gedemonteerd en gereinigd, de piston wordt ingevet met siliconenvet (indien noodzakelijk). Indien nodig worden de versleten o-ringen, veertjes en seals vervangen door originele onderdelen. Daarna wordt een visuele controle en nazicht van de mechaniek van de pipet, gevolgd door een lekkagetest systematisch uitgevoerd.

CAT. NR.	OMSCHRIJVING
PM-SC	Preventief Onderhoud 1-kanaals pipetten en dispensers
PM-MC8	Preventief Onderhoud 8-kanaals pipetten
PM-MC12	Preventief Onderhoud 12-kanaals pipetten

REPARATIESERVICE

Novolab geeft 3 maanden garantie op reparaties. U wordt steeds eerst op de hoogte gebracht over de eventuele reparatiekost, na goedkeuring wordt de pipet gerepareerd. Alle pipetonderdelen zijn originele onderdelen.

Prijzen op aanvraag