


TECHNISCHE FICHE

iD Care Mask 3-lagen Type IIR

5100801500



DIMENSIES (mm) Totale

breedte	200 mm
Totale hoogte	105 mm
Lengte neusbrug	108 mm
Breedte top (incl neusbrug)	21 mm
Breedte onder	14 mm
Plooi	70 mm
Plooi breedte	11 mm

NORM

TOLERANTIE

+/- 5 mm
+/- 6 mm
+/- 5 mm
+/- 3 mm
+/- 3 mm
+/- 3 mm
+/- 3 mm

GEWICHT

Totaal gewicht

(g)

NORM

3,4 g

TOLERANTIE

+/- 10%

SAMENSTELLING

Buitenlaag	witte polypropyleen
Binnenlaag	witte polypropyleen
Filter / centrale laag	witte polypropyleen
Versterkte laag	witte polypropyleen
Elastiek (rond het hoofd/nek)	Polyester Polyamide + Elastaan
Neusbrug	metaal draad met PP coating
	Gebruikte grondstof pluist niet

STANDAARD NORM

EN14683-2019
CE-markering
Class I Medical Device

CLAIMS

Wegwerp - Eenmalig gebruik
Niet-steriel
> 98% EFB (bacteriële filtratie)
Spatwaterdichtheid
Goedgekeurd door dermatologen
Zonder latex

Levensduur 3 jaar
Geproduceerd in België

LOGISTIEK

Doos	#
Karton	50 PC
Pallet	18 dozen
	18 kartons

EAN code	PZN	CNK	ACL
5414874010761	16867445	4257036	6274495
5414874010778	16867474	/	/

