

FICHE TECHNIQUE

Référence	028634
Désignation	Rack unwire



Description :

- ✓ Rack moulé d'une seule pièce
- ✓ En ResMer
- ✓ Gardent leurs couleurs plus longtemps
- ✓ Bonne résistance aux produits chimiques et aux désinfectants
- ✓ Pour tubes \varnothing 16 mm
- ✓ Nombre de tubes : 6 x 12
- ✓ Coloris : bleu
- ✓ Dimensions : 248 x 127 x 70 mm

Unité de vente :

1 Rack unwire