


FICHE TECHNIQUE

Référence	034013S
Désignation	Microtube 1,5 ml easyfit naturel stériles



Description :

- ✓ Volume : 1,5 ml
- ✓ Production entièrement automatisée en salle blanche classe 8 selon la norme ISO 14644-1
- ✓ Matériau : Polypropylène
- ✓ Surface ultra-lisse
- ✓ Capuchon à centre fin, facilement perçable
- ✓ Avec zones de marquage et graduations
- ✓ Centrifugeables jusqu'à 30 000 g
- ✓ Utilisables de -190 à 121 °C
- ✓ Exempts de RNase, DNase, Endotoxines et ADN humain
- ✓ Garantie Treff CleanRoom PURE
- ✓ Stériles : irradié gamma

Unité de vente :

1000 Microtubes