

FICHE TECHNIQUE

Référence	056320
Designation	Film aluminium pour plaque 96 puits



Description :

Adhésif, adhésive Sensible à la pression

Couleur Foil

Description AL SEAL TAPE FOR 96 WELL PLT

Matériau Acrylate d'aluminium

Stérilité Non stériles

Type Adhesive Seal

Nbre de puits 96

Couleur Argenté

Nbre par carton 100

Nb par paquet 100

Barrière anti-évaporation Malleable allows for visual verification of seal security, minimizes evaporation and cross contamination

À utiliser avec (application) PCR et stockage dans des plaques à 96 puits

Type de produit Film, joint ou applicateur

Gamme de produits Nunc™

Plage de températures (métrique) -80°C à +150°C
Adhésif, adhésive Acrylic
Certifié exempt RNase / DNase Oui
Perçable Oui
Plage de températures (métrique) -80C to +120C
Plate Compatibility Plaques 96 puits
Conditions d'incubation General
Détachable Yes
Carton de : 100