



SRFfg 5501
Performance

Advies verkoopprijs € 2800

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	558 l
Netto inhoud totaal	441 l
Energieverbruik per jaar	399 kWh
Energiekosten per jaar	€ 100,-
Geluidsniveau	49 dB(A)
Klimaatklasse	7
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 35°C
Geschikt voor maximale relatieve vochtigheid	max. 75 % RV, niet-condenserend
Temperatuurstelling af fabriek	5
Koelmiddel	R600a
Aansluitwaarde	2 A
Warmteafgifte in kJ/h	408 kJ/h
Type compressor	Single-Speed-compressor

SRFfg 5501	Advies verkoopprijs	€ 2800
Performance		

Afmetingen		Overige	
Hoogte	168,4 cm	Materiaal interieur	Kunststof wit
Breedte	74,7 cm	Isolatiesterkte behuizing/deur	45/57
Diepte bij 90° geopende deur	147,3 cm	Deur zelfsluitend	Ja
Diepte	76,9 cm	Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Interieurhoogte	146 cm	Greep	Antimicrobiële hevelgreep
Interieurbreedte	60 cm	Verwisselbaar deurrubber	Ja
Interieurdiepte	53,7 cm	Lengte aansluitsnoer	300 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	80 kg / 92 kg	Bruikbare diepte draagplateau	537 mm
Hoogte verpakking	1720 mm	Display	Digitaal temperatuurdisplay
Breedte verpakking	765 mm	Soort bedieningspaneel	Tiptoets
Diepte verpakking	840 mm	Positie bedieningspaneel	In de deur
		User interface	basic
Koeldeel		Temperatuuraanduiding van	Koelgedeelte
Instelbereik temperatuur koelen	+3°C tot +16°C	Temperatuuraanduiding koeldeel	buitenzijde digitaal
Maximale fluctuatie koeldeel	3 °C	Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Gradient koeldeel	3,7 °C	Alarm apparaatstoring	Ja, ook instelbaar via App
Opwarmtijd van +5 °C tot +10 °C (leeg, +25 °C TU)	75	Alarm bij stroomuitval	bij einde stroomuitval
Opwarmtijd van +25 °C naar +5 °C (leeg, +25 °C TU)	53	Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Ontdooisysteem koeldeel	Automatisch ontdooisysteem	SafetyDevice-functie	Ja
Koelsysteem	Dynamisch	Slot	Ja
Aantal draagplateaus	6	Stelpoten	2
daarvan in hoogte verstelbaar	5	Materiaal stelpoten	Staal verzinkt
Materiaal draagplateau koeldeel	Glas	Kalibratie	1 punt kalibratie
Draagvermogen plateau in kg	40 kg	Min./max. temperatuurregistratie	Ja
		Alarmgrenzen instelbaar	Ja
		Maximale positieve temperatuurafwijking van het setpoint	1,8
		Maximale negatieve temperatuurafwijking van het setpoint	-2,3
		Hersteltijd na 1 min deuropening (leeg, +25 °C TU, volgens EN 60068-3)	12
		Interface	WLAN/LAN (optioneel)
		Potentiaalvrij contact	Ja
		Geteste reinigingsmiddelen/desinfectiemiddelen	Suma Quicksan/Diversey
		ATEX-classificatie	< Ex > II 3/- G Ex ec IIC T6 Gc/-
		Accessoires	
		Accesoreset	9080023 € 234,13
		Set swingwielen	9086926 € 192,31
		Set stelpoten	9086924 € 147,74
		Scannerrail 585 mm	7435210 € 6,49