

KERN 315-208-304

KERN

Safety Set 10 g (F2); 200 g (F1)



Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	Safety Set
Productfamilie	315

Meetsysteem

Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Testgewicht - nominale waarde	10 g & 200 g
Testgewicht OIML klasse	F1 F2

Ontwerp

Materiaal	edelstaal
Aantal gewichten	2
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-400-400
-------------------------------------	-------------

Verpakking & verzending

Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	150×115×70 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg
Verzendgewicht	1 kg

Optionele etuis

Etui - aluminium Artikelnummer	zet315-000-000
--------------------------------	----------------